

FRESH CHECK

Sprej za proveru higijene na površinama

OPIS I PRIMENA

FRESH CHECK je inovativni proizvod za laku i brzu potvrdu da su ispunjeni higijenski uslovi na površinama posle čišćenja i dezinfekcije.

FRESH CHECK je zasnovan na jedinstvenoj patentiranoj formuli. Sadrži supstance koje menjaju boju kada su u kontaktu sa mikroorganizmima i drugim ostacima koji se mogu naći prilikom prerade hrane. Prisustvo ostataka nakon čišćenja i dezinfekcije se tako identifikuje golim okom.

FRESH CHECK je veoma osetljiv i može da otkrije nivoe mikroorganizama ispod 100 CFU/cm² u zavisnosti od uslova. To je alternativa drugim tehnikama za kontrolu higijene, kao što je ATP bioluminiscencija i trebalo bi da se koristi kao deo postojećih HACCP kontrolnih procedura.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

FRESH CHECK se nanosi na suve površine kako bi se utvrdilo da nema ostataka nečistoća posle čišćenja i dezinfekcije. Proizvod ima ljubičastu boju, koja se za nekoliko sekundi menja u zelenu ili narandžastu ako su prisutni ostaci. Promena boje ne treba da se koristi za određivanje prirode ili količine ostataka na površini.

Posle upotrebe dobro isperite vodom da bi se uklonili svi ostaci proizvoda i čestice nečistoće.

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Glavni sastojci	Komponente koje menjaju boju
Izgled	Bistra tečnost
Boja	Ljubičasta
Miris	Karakterističan
pH (100%)	± 6,9
Specifična masa	± 1,00 kg/l
Rastvorljivost	Meša se sa vodom u svim razmerama.

Vrednosti prikazane u tabeli ne predstavljaju tehničke specifikacije.

KOMPATIBILNOST

Kada se upotrebljava u skladu sa preporučenim uputstvima, **FRESH CHECK** može da se koristi na svim uobičajenim materijalima u prehrambenoj industriji. Kod nekih poroznih ili lako obojenih materijala, **FRESH CHECK** može izazvati trajno obojenje površine.

Ako ste u nedoumici, pre upotrebe proveriti na malom delu površine.

BEZBEDNOST

FRESH CHECK nije klasifikovan kao opasna hemikalija u skladu sa zakonskom regulativom.

Pažljivo pročitajte bezbednosni list za **FRESH CHECK** i pridržavajte se uputstva za rukovanje i odlaganje.

SKLADIŠTENJE

Skladištiti u zatvorenoj, originalnoj ambalaži na temperaturi između 5 i 35°C i sprečiti bilo kakvo curenje proizvoda.

Detaljnije preporuke dostupne su u podpoglavlju 7 bezbednosnog lista.

PAKOVANJE

FRESH CHECK se pakuje u kutije - 4 x 100 mL.

TDS **FRESH CHECK**

Revizija April 2020

Uvoznik i distributer:

NOVOHEM d.o.o. Šabac